

Laborbedarf



IPS E-MAX CERAM MARGIN A-D ERSATZ.

Marke: Ivoclar Vivadent

Ref.	20 g.	Farbe:
H63241	20 g.	A1
H63243	20 g.	A2
H63245	20 g.	A3
H63247	20 g.	A3.5
H63249	20 g.	A4
H63251	20 g.	B1
H63253	20 g.	B2
H63255	20 g.	B3
H63257	20 g.	B4
H63259	20 g.	C1
H63261	20 g.	C2
H63263	20 g.	C3
H63265	20 g.	C4
H63267	20 g.	D2
H63269	20 g.	D3
H63271	20 g.	D4

div. Farben, je
€ 37,80

Laborbedarf



SEKUNDENKLEBER G

Marke: Renfert
Inhalt: 6x10 g. Flasche.
Ref. H99035

Kleber G,
6 x 10 g.
€ 36,90

SEKUNDENKLEBER CONCRET

Marke: Renfert
Inhalt: 2x10 g. Flasche.
Ref. H99039

Kleber Concret
2 x 10 g.
€ 14,13


Laborbedarf



TRENNSCHEIBE RENFERT

Marke: Renfert
Inhalt: 20 St.

Ref.	20 St.	22x0.3 mm	22x0.5 mm	26x0.5 mm	40x0.5 mm	40x0.7 mm	40x1.0 mm	20x0.25 mm
H100318	20 St.							
H100342	20 St.							
H100341	20 St.							
H100341	20 St.							
H100340	20 St.							
H100320	20 St.							
H100269	10 St.							



23,04 €
25,83 €
36,54 €
36,54 €
47,16 €
48,60 €
40,80 €



Fermatemp®

Marke: Polierwerk
Inhalt: ca. 20 g.
Bestellnr. 7700000001

1 Spritze
Fermatemp
€ 15,90

**Kein Freilegen oder Herauskratzen
des Stabilisierungsmaterials
aus der Restauration.**

Fermatemp ist ein Hochtemperatur-Werkstoff zur Stabilisierung und Fixierung der Restauration, während des keramischen Erhitzungs-Prozesses. Fermatemp wird nahezu vollständig verbrannt. Fermatemp enthält ein Minimum an Stützmaterial, gerade so viel um die Restauration in der Ausgangslage zu stabilisieren. Einmal nach dem Brennvorgang leicht Ausbürsten oder mit Druckluft ausblasen, schon sind alle Materialreste beseitigt.

Putty + Katalysator
€ 59,98

**SILIKON PUTTY 5 Kg
&
KATALYSATOR 40 g.
Bestellnr. PR00170**



SILIKON PUTTY

Marke: Proclonic
Inhalt: 5 kg Eimer
Bestellnr. H00162

im 5 kg Eimer, je
€ 55,53

KATALYSATOR SILIKON PUTTY

Marke: Proclonic
Inhalt: 40 g. Tube
Farbe: Rot
Bestellnr. H00164

40 g. Tube, je
€ 7,02

**Two in One!
Vorpulieren und Hochglanz in einem!**



Kostenloses Muster
anfordern

Mit **SPEEDYPOL** erreichen Sie bei geringem Auftrag schnell und zuverlässig eine hervorragende Oberflächengüte. **SPEEDYPOL** hat sich seit Jahren im Dentalmarkt bewährt. **SPEEDYPOL** ist eine weiße Universal-Hochglanz-Polierpaste für alle Bereiche der Zahntechnik. Sie eignet sich optimal zur Bearbeitung von Edel- und Nichtedelmetall, Modellguss, Titan, prothetischer Kunststoffe, Composite und Keramik. **SPEEDYPOL** wird als Riegel ca. 12 x 4 x 5 cm (ca. 300g) in einer Einzelverpackung ausgeliefert.

Marke: Polierwerk
Inhalt: 1 x ca. 300 g.
Bestellnr. 7805100300

1 Riegel
€ 21,25

Inhalt: 3 x ca. 300 g.
Bestellnr. 7805100300

3 Riegel (-6%)
€ 59,85

Inhalt: 6 x ca. 300 g.
Bestellnr. 7805100300

6 Riegel (-11%)
€ 113,70

Kunststoffartikulationsplatten für ADESSOSPLIT® System

- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Der schlagfeste Präzisionskunststoff adaptiert verzugsfrei an der ADESSO SPLIT® Sockelplatte
- Sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Wiederverwendbar
- Lieferung ohne Haftplatten



Farbe	Bestellnummer
weiß	600 000 0200
blau	600 000 0201
mintgrün	600 000 0202
rot	600 000 0203
grau	600 000 0204
orange	600 000 0205
gelb	600 000 0206
schwarz	600 000 0207

pro 100 Stück
€ 82,50

Kunststoffartikulationsplatten für Splitex® System

- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Der schlagfeste Präzisionskunststoff adaptiert verzugsfrei an der Splitex® Sockelplatte
- Sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Wiederverwendbar
- Lieferung ohne Haftplatten



Farbe	Bestellnummer
weiß	600 000 0300
blau	600 000 0301
mintgrün	600 000 0302
rot	600 000 0303
gelb	600 000 0306
schwarz	600 000 0307

pro 100 Stück
€ 119,00

Sockelplatten

Standardgröße

PRAEZISA, AmannGirrbach, Zeiser®,

- Äußerst präzise Blockung mit der Splitcastplatte, durch kurzen Fahnenverlauf im basalen Bereich
- Verhindert das Herausgleiten bei lateralen Bewegungen aus der Splitcastplatte
- Passend für Plattenaufnahmen der Pinbohrgeräte von Giroform® und Zeiser®



Premium (inkl. Metallscheibe)

Farbe	Bestellnummer
natur	600 000 0020
blau	600 000 0021
mintgrün	600 000 0022
rot	600 000 0023
grau	600 000 0024
orange	600 000 0025

pro 100 Stück
€ 78,50

Basic (ohne Metallscheibe)

Farbe	Bestellnummer
natur	600 000 0010
blau	600 000 0011
mintgrün	600 000 0012
rot	600 000 0013
grau	600 000 0014
orange	600 000 0015

pro 100 Stück
€ 56,50

Splitcastplatten für PRAEZISA

- Exakte Abstützung der Sockelplatte durch halben Zentrierring um den Magneten
- Abstützbänke im dorsalen Bereich gegen axiale Belastung
- Wiederverwendbar



pro 50 Stück
€ 159,00

Farbe	Bestellnummer
weiß	600 000 0030

Plattenset

Bestell-Nr 600 000 0340

verwendbar für PRAEZISA, für Splitex® Typ: Artex® / CORSOART®



1 Plattenset
€ 164,00

Bestehend aus 1x Sockelplatte, 1x Justiersockelplatte und 2x Magnetplatten

Abdruckträger L

PRAEZISA, AmannGirrbach, Zeiser®,

Bestell-Nr. 600 000 0060

- Abdruckträger mit neuer Höhe von 80 mm
- Dadurch mehr Freiraum beim Ausrichten der Abdrucklöffel auf dem Abdruckträger L.
- Insbesondere bei bereits konfektionierten Abdrucklöffeln mit gebogenem Löffelgriff.
- Für alle Größen von Sockelplatten zu verwenden.
- Verwendbar für Plattenaufnahmen der Pinbohrgeräte von AmannGirrbach, Zeiser® und dentobase®



pro Träger
€ 24,95

Haftplatten

PRAEZISA, Adesso Split®, Splitex® und Quicksplit®
Bestell-Nr. 600 000 0320

pro 100 Stück
€ 19,95



KAVO®

Bestell-Nr. 600 000 0420

pro 50 Stück
€ 44,95



Kunststoffartikulationsplatten für KAVO®

- Ersetzt den Gipssockel aus der Mater
- Der schlagfester Präzisionskunststoff adaptiert verzugsfrei an der KAVO® Sockelplatte
- Sorgt für gleich bleibende Präzision und Qualität bei der Artikulation
- Schließt die Passungsrisiken der Gipsexpansion aus
- Wiederverwendbar
- Lieferung ohne Haftplatten



Farbe	Bestellnummer
blau	600 000 0401
rot	600 000 0403
weiß	600 000 0400
schwarz	600 000 0407

pro 50 Stück
€ 109,50

Plattenaufnahme PRAEZISA für Sockelplatten -Standard -

- Neu konzipierte Anordnung der Auflageflächen
- Spannungsfreie und exakte Bohrung
- optimales Sichtfeld während des Pinvorgangs
- Eine Plattenaufnahme für alle Sockelplatten!
- Passend für die Modellsysteme giroform®, Zeiser®, dentobase®
- Passend für die Pinbohrgeräte von Giroform® und Zeiser® P10®



pro Aufnahme
€ 198,95

Bohrer HM

verwendbar für Pinbohrgerät PRAEZISA, Zeiser® und Giroform®
Bestell-Nr. 600 000 0050



pro Bohrer
€ 19,95

PINS

für Modellherstellung nach Zeiser® und Giroform®

Pins konisch rund 14 mm
Bestellnr. 600 000 0610

14 mm, 1000 Stück
€ 27,00

Kompakt-Pins konisch rund 12,5 mm

Retention 1,6 mm
Besonders geeignet für schmale Gipssegmente im frontalen Oberkiefer- und Unterkieferbereich
Bestellnr. 600 000 0063

12,5 mm, 1000 Stück
€ 31,00



PRAEZISA

Der neue Non-Arcon Artikulator – schnell, leicht, hochpräzise und volle Kompatibilität



€ 429,00

PRAEZISA - Artikulator

Bestell-Nr. 600 000 1000

Volle Kompatibilität zu Amann-Girrbach,
Baumaß, Bezugsebenen und Bonwil-Dreieck
von 110 mm Seitenlänge

Präzise, stabil und leicht durch Vollmetall-
bauweise aus Aluminium

Eigengewicht: < 650 Gramm

Bauhöhe 126 mm

Bennetwinkel & Kondylenbahn verstellbar

Zentrik- und Schnellverschluß

Leichte Handhabung durch Top-Ergonomie

Ultra Fast Bonwill-Dreieck- Bestimmung durch
Fix-Klick im Frontzahn-Führungsstifthalter

Pinbohrgerät

für PRAEZISA Artikulator

Bestell-Nr. 600 000 0080

schnellste Ergebnisse

durch einfachste Handhabung

LDD-Technologie:

laserbasierte Bohrerpositionierung

Effektiv und Effizient:

freie Plattenträgerpositionierung

Präzise:

autom. Plattenträgerfixierung
zum Bohrvorgang

Exakt:

identische Bohrlöcher durch autom. Bohrvorschub

Langlebig:

Robustes Gerät für langjährige Zuverlässigkeit



€ 1.950,00

Gesichtsbogen komplett mit Gesichtsgabelträger

für PRAEZISA und Amann Girrbach

Bestell-Nr. 600 000 0070

€ 489,00



Gelenksupport 2er Pack

inkl. Bissgabel

für PRAEZISA und Amann Girrbach

Bestell-Nr.
600 000 1100

€ 248,00

Schnelle und einfache Adaption auch an
Rotofix® Gesichtsbogen von Amann Girrbach

kombinierbar mit Rotofix® Gesichtsbogen und dem
Artex®-Gelenksupport von AmannGirrbach
Gleittrasterung zur Fixierung der Schädel-Achs-Relation
Messskala zur Bestimmung des Interkondylarabstands
Sicherer Zentrik- Schnellverschluss für beide Gelenksupports
Anwendbar für die Referenzebenen „Frankfurter
Horizontale“ und „Campersche Ebene“
Die Ohrlöcher können über die stufenlose Einstellmöglichkeit
komfortabel ein- und ausgefahren werden

Preise in Euro, zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versand
Preisliste gültig für 2015

emotions on wheels® GmbH | Karlstr. 128 | 76137 Karlsruhe (Germany)
service@eo-w.com | www.eo-w.com | Fon +49 721 62939570 | Fax +49 721 75989953

eo-w

Markenschutz: Alle Produktnamen, Logos und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden vorbehaltlos anerkannt.
Artex®, Splint®, Rotofix® und Giroform® sind eingetragene Marken der AmannGirrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE. Zeiser® ist eine eingetragene Marke der Zeiser Dentalgeräte GmbH, 71282 Hemmingen, DE. Quicksplit® ist eingetragene Marke der Hans Roßner und Sohn GmbH, 87700 Memmingen, DE. KaVo® und Protar® sind eingetragene Marken der Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE. SAM® und Automat® sind eingetragene Marken der SAM Präzisionstechnik GmbH, 62131 Gauting, DE. Dentatus® ist eine eingetragene Marke der Dentatus International AB, Hågersten, SE. Adesso Split® und Adesso MultiSplit® sind eingetragene Marken von K. Baumann, 75210 Kellern, DE. Ceramill® ist eine eingetragene Marke der Amann Girrbach AG, 6842 Koblenz, AT. dentobase® ist eine eingetragene Marke der dentona AG, 44227 Dortmund, DE. CORSONART®, CORSCFIX®, ARTIDISC® und DIWARIO® sind eingetragene Marken von C. Althaus, 31515 Wunstorf, DE.